

Ensiapu



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Ensiaputarvikkeet työpaikoille, ajoneuvoihin yms.

Haavanhoitopisteet**Ensiapuasema suojakaapissa 4909****Sisältö****2 kpl Cederroth iso ensiapuside**

Nelitoiminen yleisside monipuoliseen ensiapuun. Paineside runsaasti vuotaviin haavoihin, peitinside pintahaavoihin, palovammaside haavaystävällisellä sisäpinnalla, tilapäinen tukiside.

Monikäyttöinen ensiapuside korvaa monet perinteiset ensisiteet, joustositeet, kolmioliinat sekä isot ja pienet haavasiteet.)

3 kpl Cederroth pieni ensiapuside

Sopii erityisesti sormien ja varpaiden haavojen sidontaan. Sisältö: 1 kpl sidetaitos (8 x 12 cm) ja 1 kpl joustoside (6 cm x 3 m).

1 kpl Tartuntasuojapakkaus

Sisältö: 1 elvytysuoja (yhdensuuntainen venttiili), 4 kpl suojakäsineitä ja 2 kpl desinfiointipyyhkeitä.

2 kpl Salvequick haavapyyhepakkaus, 20 pyyhettä/pak.

Haavanpuhdistuspyyhe korvaa vanun ja puhdistusaineen.

1 kpl Salvequick laastariautomaatti

Sisältö: 40 kangaslaastaria (REF 6444) ja 45 muovilaastaria (REF 6036). Molemmista kaseteissa on kahden kokoisia laastareita: 72 x 19 mm ja 72 x 25 mm.

1 Itk (50 kpl) Salvequick Quick Healing kalvolaastari**1 kpl hätäensiapuohje****1 kpl automaatin avain**

Suojakaapin mitat: 56 x 29 x 12 cm. T:nro E4909.

Täydennyspakkaus ensiapuasemaan 4909**Sisältö**

2 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside

3 kpl Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside

1 kpl Cederroth tartuntasuojapakkaus

1 pk (45 kpl) Salvequick Muovilaastari

1 pk (40 kpl) Salvequick Kangaslaastari

1 ras (20 kpl) Salvequick Haavapyyhe

1 kpl avain (täydennyspakkausten vaihtoon)

1 kpl Hätäensiapuohje

Toimitetaan pahvilaatikossa.

T.nro E492640



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Ensiaputarvikkeet työpaikoille, ajoneuvoihin yms.

Ensiapulaukut



Ensiapupakki

Pölytiivis muovipakki, sopii siirrettäväksi pakkaukseksi haavanhoitopisteen ja paarien yhteyteen tai työryhmille. Laukku on sinetöitävissä, lisävarusteena myös seinäkiinnike.

Sisältö:

- | | |
|--|----------------------|
| 1 Laastariautomaatti | 10 Haavapyyhe |
| 40 kpl kangas- ja 45 kpl muovilaastareita. | 2 Sormituppi, nahkaa |
| 4 Pieni ensiapuside | 1 Sakset |
| 2 Iso ensiapuside | 1 Pinsetit |
| 1 Päänside | 1 Hätäapuopas |
| 1 Tartuntasuojapakkaus | 1 Hätäensiapuohje |
| 2 Elastinen joustoside | |

Mitat 40 x 28 x 9 cm. Myyntierä 8 kpl. T:nro E1941.

Siteet ja laastarit



Kangaslaastari

24 kpl 72 x 19 mm.
16 kpl 72 x 25 mm.
Myyntierä 6 pkt. T:nro E6444.



Sormenpääläastari

15 kpl 85 x 57 mm. (23 mm)
Myyntierä 6 pkt. T:nro E6454.



Elintarvikelaastari

21 kpl 72 x 19 mm.
14 kpl 72 x 25 mm.
Myyntierä 6 pkt. T:nro E6735.



Savett-haavapyyhe

40 pyyhettä / pakkaus.
Myyntierä 10 pkt. T:nro E3227.



Pieni ensiapuside

1 haavaside 8 x 12 cm.
2 kpl joustoside 6 cm x 3 m.
Myyntierä 30 kpl. T:nro E1911.



Iso ensiapuside

1 haavaside 14 x 23 cm.
2 kpl joustoside 10 cm x 3 m.
Myyntierä 20 kpl. T:nro E1910.



VP-SERVICE OY
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Ensiapu

Suojakaappi E490900, täydentäminen

Lisätarvikkeena

E7221 Cederroth silmänhuuhtelupullo 235 ml

E1910 Cederroth iso ensiapuside

E1911 Cederroth pieni ensiapuside

E2596 Tartuntasuojapakkaus

E323700 Salvequick haavapyyhe (20kpl)

Laastaritäydennys

E673510 Quick healing laastari 52x65mm 50 kpl/ltk

E673512 Maxi cover laastari 76x54mm 50 kpl/ltk

E5467 Elastinen kangaslaastari 6cmx5m

E673511 Sininen muovilaastari 72x19mm 50 kpl/ltk

E6043 Muovilaastari 72x19mm 350 kpl/ltk

Laastaritäydennys

E6036 Muovilaastari 6x45 kpl

E6444 Kangaslaastari 6x40 kpl

E6470 Iso kangaslaastari 6x21 kpl

E6943 Herkän ihon laastari 6x43 kpl

E6454 Sormenpääläastari 6x15 kpl

E6735CAP Sininen muovilaastari 6x35 kpl

E6754CAP Sininen muovilaastari + sormenpääläastari 6x30 kpl



VP-SERVICE OY
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Ensiaputarvikkeet työpaikoille, ajoneuvoihin yms.

Steriili silmähuuhde

Steriili silmähuuhde silmävahinkojen ensiapuun. Huuhteella on helppo ja nopea aloittaa ensiapu kemikaaliroiskeiden yms. jälkeen.

Purkki toimii kaikissa asennoissa, helppokäyttöinen. Ponneaineena typpi, palamaton ja myrkytön kaasu.

240 ml pullo riittää n. 16 minuutin yhtäjaksoiseen huuhteluun.



Hienojakoinen sumu ei ärsytä silmää.

- **Puskuroitu, isotoninen steriili suolaliuos**
- **Pakkauksen sisältö pysyy steriilinä käytössäkin**
- **Pehmeä, silmää ärsyttämätön hienojakoinen suihke**
- **Suihke huuhtelee silmää hyvin tehokkaasti**
- **Ponneaine ja neste eroteltu toisistaan pussipakkauksella**
- **Toimii kaikissa asennoissa**
- **Kaikkialle, missä käsitellään silmälle vaarallisia aineita**
- **Kohteisiin missä ei ole kiinteää silmäsuihkua**
- **CE-merkitty, valmistettu direktiivin Direktiivi 93/42/ETY Luokka IIa, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet mukaisissa puhdistiloissa**
- **Kolmen vuoden steriiliystakuu myös avattuna**



Silmähuuhteelle saatavissa kolmen pullon seinäteline, mitat n. 44 x 39 cm.



VP-SERVICE OY
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista suutin suihkuttamalla nopeasti ilmaan. Suuntaa suihke silmään n. 10 cm etäisyydeltä ja suihkuta runsaasti huuhtetta, syövyttävät aineet vaativat ainakin 15 minuutin huuhtelun. Huuhtelee myös silmäluomien alta Jatka huuhtelua myös matkalla lääkärin hoitoon.

<i>Tuote</i>	<i>Pakkaus</i>	<i>T:nro</i>
First Aid Eye Wash 240 ml	12	E7210
Teline silmähuuhdepulloille	1	E7210T

Ensiapu

Ensiaputarvikkeet työpaikoille, ajoneuvoihin yms.

SOFT-siteet

Hyvin istuva, iholle ystävällinen ja joustava side liikkuvuutta vaativiin kehonosiin. **Soft 1** -sidettä voidaan käyttää kaiken tyyppisten haavojen sitomiseen, riippumatta olosuhteista: kylmästä, kuumasta, kuivuudesta tai kosteudesta.

Kääri 1-2 sidekerrosta loukkaantuneen kohdan päälle. Voimakkaissa verenvuodoissa haavan päälle taitetaan siteestä pieni "tyyny". **Soft 1** soveltuu myös palovammoille. Itseliimautuva, ei takerru ihoon, hiuksiin tai haavaan.

Saatavana myös elintarvikekäyttöön sinisenä.

Sininen side soveltuu elintarviketeollisuuteen.

- **Kaikki haavat, myös palovammat**
- **Suojaa, pysäyttää verenvuodon**
- **Erittäin helppo ja nopea käyttää**
- **Leikkurilla varustettu automaatti, vedä tarvittava määrä sidettä ja katkaise**
- **Ei takerru ihoon tai haavaan, helppo irrottaa**



Sidepakkaus, ihonvärinen tai sininen



Leikkurilla varustettu sideautomaatti. Saatavana ihonvärisillä tai sinisillä siteillä.

Tuote	Väri	Pakkaus	T:nro
Sideautomaatti 6 cm x 5 m	Iho	1	5401-00054
Sideautomaatti 6 cm x 5 m	Sininen	1	5401-00062
Side Soft 1, 6 cm x 5 m	Iho	2	5401-00104
Side Soft 1, 6 cm x 5 m	Sininen	2	5401-00401



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

BurnFree-tuotteet

- **Palovammat**
- **Haavat**
- **Hankaumat**
- **Kemikaalivammat**
- **Lievittää kipua**
- **Edistää paranemista**
- **Siteet suojaavat vammaa**



Burnfree, palovammojen, haavojen, hankaumien, kemikaalivammojen yms. hoitoon. Tuotteet ovat olleet Yhdysvaltojen asevoimien käytössä vuodesta 2000. Tuotteilla on NATO- ja U.S. sotilashyväksynät. Kaikki Burnfree peitteet täyttävät tai ylittävät NATO - MIL-C-83429A ja ASTM standardi D-4108 vaatimukset. Kaikki Burnfree-tuotteet on hyväksytty Yhdysvalloissa (FDA) ja EU:ssa (CE-merkinä) lääkinälliseen käyttöön palovammojen ja haavojen ensiapuvälineinä. Rasvattomat aineet nopeuttavat palovammojen paranemista, ne jähdyttävät ja estävät lämmön leviämistä pitemmälle elimistöön. *(Palovamman päällä käytettynä rasvat ja öljypohjaiset tuotteet vangitsevat lämmön kudoksen sisään, siten lämpö leviää ja pahentaa vahinkoa.)* Tuotteet sopivat myös auringonpolttamien hoitoon, levitä ainetta hieromatta iholle ja anna vaikuttaa. Kemikaalivammojen hoidossa vamma on huuhdeltava huolellisesti puhtaaksi vamman aiheuttaneesta kemikaalista, sen jälkeen Burnfree-tuotteilla voi lievittää vamman aiheuttamaa kipua ja edistää paranemista.

Burnfree Geeli.



Pakkaukset 3,5 g foliopussi tai 45 ml painepurkki. Helppokäyttöiset, nopeat geelipakkaukset, erinomaisia pikaiseen ensiapuun. Pienten vammojen kanssa pelkkä geeli voi riittää, isompia vammoja hoidettaessa geeli sopii ensiapuun ennen Burnfree-haavavasiteen käyttämistä.

Erinomainen myös hyönteisten pistoihin, lievittää kipua ja helpottaa ärsytystä.

Sisältää teepuuöljyä, tehokas, luonnollinen mikrobien, sienten ja virusten kasvua estävä aine vähentää haavan infektoriskiä.

Geeli sitoo lämpöä viilentäen vamma-alueetta, siten se lievittää kipua, estää vamman leviämistä ja vähentää rakkuloiden muodostumista.

Levitä geeliä palovamman alueelle hieromatta, jätä aine paikalleen vähintään 30 min. ajaksi. Aine on helppo huuhtoa tarvittaessa pois vedellä. Tarkoitettu vain palovammojen ensiapuun, ei vanhojen vammojen hoitoon.

Palovamman ensiavussa nopeus on tärkeää, pidä Burnfree-tuotteet helposti saatavilla, jotta vammat voidaan hoitaa mahdollisimman nopeasti.

Koko	Pakkaus	T:nro
3,5 g pussi	20 kpl	BF01
45 ml spray	24 kpl	BF07

Ingredients:

Carbopol, Chlorobutanol, Ethanol, Irgasan, Melaleuca alt. Propylene glycol, Aqua pur., Trolamine.



VP-SERVICE OY
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Ensiapu

Ensiaputarvikkeet työpaikoille, ajoneuvoihin yms.

Burnfree Haavasiteet.

Avosoluvaahdosta tehty, Burnfree-geelillä kyl-
lästetyt siteet haavojen hoitoon ja suojaamiseen.
Side hoitaa haavaa, nopeuttaa paranemista,
helpottaa kipua ja suojaa haavaa likaantumiselta.
Side on helppo poistaa, se ei tartu haavaan.

*Siteet eivät tartu haavaan, helppo
poistaa haavanhoitoa varten.*

*Sisältävät teepuuöljyä, tehokas,
luonnollinen mikrobien, sienten ja
virusten kasvua estävä aine vähen-
tää haavan infektioriskiä.*

*Siteiden sisältämä geeli viilentää
vamman-alueetta, siten se lievittää
kipua, estää vamman leviämistä ja
vähentää rakkuloiden muodostu-
mista.*



Avaa siteen pakkaus, aseta side vamman päälle, purista pakkauksesta loput geelistä siteen päälle, kiinnitä side väljästi paikalleen sideharsolla. Pidä harsosidettä paikallaan korkeintaan kolmen tunnin ajan.

Vakavien palovammojen kanssa potilaan ruumiinlämpö voi pudota, jolloin potilas voi mennä shokkiin. Siksi potilaan ruumiinlämpöä on pidettävä yllä. Jos potilas alkaa täriseämään, ota side pois ja lämmitä potilasta.

Palovamman ensiavussa nopeus on tärkeää, pidä Burnfree-tuotteet helposti saatavilla, jotta vammat voidaan hoitaa mahdollisimman nopeasti.

Jos siteitä käytetään kemikaalien aiheuttamien ihovammojen hoitoon, huuhtelee iho runsaalla vedellä puhtaaksi ennen Burnfree-siteiden käyttöä.

Koko	Pakkaus	T:nro
5 x 5 cm	24 kpl	BF02
10 x 10 cm	16 kpl	BF03
5 x 15 cm	16 kpl	BF04
20 x 20 cm	8 kpl	BF05
30 x 30 cm	8 kpl	BF06

Ingredients:

Carbopol, Chlorobutanol, Et-
hanol, Irgasan, Melaleuca alt.
Propylene glycol, Aqua pur., Tro-
lamine.



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Ensiaputarvikkeet

BurnFree Minikit

Pieni, helposti mukana kuljetettava taskupakkaus huoltomiehille, ajoneuvoihin yms.



<i>Sisältää</i>	<i>Määrä</i>
5 x 5 cm side	1 kpl
3,5 g haavageeli	4 kpl

T.Nro **BFMINI**

BurnFree Seinäpakkaus

Seinälle kiinnitettävä, pölysuojattu pakkaus.



<i>Sisältää</i>	<i>Määrä</i>
30 x 30 cm side	1 kpl
20 x 20 cm side	1 kpl
5 x 15 cm side	1 kpl
10 x 10 cm side	2 kpl
45 ml haavageeli	1 kpl

T.Nro **BFPAK**




VP-SERVICE OY
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Ensiapu

Ensiaputarvikkeet työpaikoille, ajoneuvoihin yms.

Ensiapu

Ensiaputarvikkeiden sijoittelu tehdas- ja tuotantotiloissa

Ensiaputarvikkeiden riittävyteen vaikuttavat työpaikan laajuus, sijainti, työntekijöiden lukumäärä sekä työn laatu ja työolot.

Työpaikan laajuus korostuu automatisoinnin ja mahdollisen työntekijöiden lukumäärän vähentymisen vuoksi.

Ensiapukaapin tai haavanhoitopisteen vaikutusalueen säde esim. metalli- ja puutuotantotiloissa on n. 40 - 45 metriä. Tällä vaikutusalueella mahdollistetaan nopea auttaminen myös hätäensiaputapauksissa.

Tuotantotiloissa tulee olla kiinteän ensiapuvarustuksen lisäksi vähintään yksi siirrettävä ensiapupakkaus ja silmänhuuhtelupullo / -piste. Silmänhuuhtelu on sijoitettava mahdollisimman lähelle tapaturmariskialuetta.

Merkitse ensiaputarvikkeiden sijainti palo- ja suojelusuunnitelmien piirrustuksiin.



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi